

LM

feel the difference

LM ErgoMix perio palette

DuraGradeMAX -supersteel



Gentle titanium for implants **NEW!**

A great new instrument series for implant maintenance. Tips are made of sensitive but still effective titanium, which will not harm the abutments. The ErgoMix structure ensures excellent tactile sensitivity and optimal rigidity.



LM ErgoMix spares

Spare handles	
ErgoMix handle grey	LM 9010 EM
ErgoMix handle dark grey	LM 9011 EM
Spare lock grips, 2 pcs	
Orange	LM 9020 EM
Light blue	LM 9021 EM
Grey	LM 9022 EM
Yellow	LM 9023 EM
Dark grey	LM 9024 EM
Red	LM 9025 EM

Spare tips LM-DuraGradeMAX	
Micro Sickle L	LM 301 EM
Micro Sickle R	LM 302 EM
Mini Syntette L	LM 215M EM
Mini Syntette R	LM 216M EM
Mini Gracey 1	LM 201M EM
Mini Gracey 2	LM 202M EM
Mini Gracey 11	LM 211M EM
Mini Gracey 12	LM 212M EM
Mini Gracey 13	LM 213M EM
Mini Gracey 14	LM 214M EM

Spare tips titanium	
Implant Mini Universal Curette L	LM 283MTi EM
Implant Mini Universal Curette R	LM 284MTi EM
Implant Mini Gracey 1	LM 201MTi EM
Implant Mini Gracey 2	LM 202MTi EM
Implant Mini Gracey 11	LM 211MTi EM
Implant Mini Gracey 12	LM 212MTi EM
Implant Mini Gracey 13	LM 213MTi EM
Implant Mini Gracey 14	LM 214MTi EM

LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
FI-21601 Parainen
Tel. +358 2 4546 400
Fax +358 2 4546 444
info@lminstruments.com
www.lminstruments.com

Contact your local dealer!

0310/en

LM

feel the difference

LM ErgoMix




Stay sharp & go green with exchangeable tips

Renowned LM ergonomics


Take the green way to sharpness

The new hand instrument series LM-ErgoMix offers the dental team a specially economical, ecological and ergonomic alternative. You can forget sharpening, but still work always with the best cutting edge. When ever you feel a need for a tip replacement, simply open the lock grip, insert a new tip and close the lock grip. No extra tools needed! Special alloyed LM-DuraGradeMAX super steel guarantees long lasting sharpness.



Lock grip – sealed and secure construction

Use LM-ErgoMix in the normal way, clean and sterilize it like any other instrument. The sealed construction guarantees high level of hygiene.



Retipping offers many benefits:



- always sharp instruments
- saves time from sharpening
- minimizes waste
- enables personalized tip combinations