

A collection of dental instruments with colorful handles (orange, blue, yellow, blue, green) and metal shafts, arranged diagonally. A pair of glasses is visible in the top right corner. The background is white with soft shadows.


Oikominen

- Peilinkahva, ortho
- Ligatuurantiejät
- Kaarilangantaivuttaja


Oikominen

**Peilinkahva, ortho
LM 25-26 XSi**

- saatavana vain LM-ErgoMax (XSi) kahvalla
- horisontaalisen ja vertikaalisen ylipurennan mittaamiseen
- 25 mm pitkä millimetriasteikko

**Ligatuurinpainaja
LM 414-415****Ligatuurinpainaja - Sirppi U15
LM 414-150****Kumiligatuurinviejä
LM 416-417****Kaarilangantaivuttaja
LM 412-413 XSi**

- saatavana vain LM-ErgoMax (XSi) kahvalla



Kaarilangan päiden taivuttaminen on usein ongelmallista, sillä työskentelytilaa on vähän ja lanka on vahvaa. Kaksipäinen Kaarilangantaivuttaja helpottaa työskentelyä. Litistetyissä pallopäissä on n. 1 mm reikä, johon langan pää on helppo asettaa ja taivuttaa instrumenttia kiertämällä. Instrumentti mahtuu ja ulottuu hyvin ahtaisiin paikkoihin.