

A collection of orthodontic instruments with colorful handles (orange, blue, yellow, green) and metal heads, arranged diagonally. A pair of glasses is visible in the top right corner. The instruments include a mirror handle, a ligature tightener, and a wire archwire bender.

Ortodoncia

- Mango de espejo tipo ortho
- Aprieta-ligadura
- Contorneador de arcos de alambre

Ortodoncia

**Mango de espejo tipo ortho
LM 25-26 XSi**

- disponible sólo con el mango LM-ErgoMax (XSi)
- se usa para medir la supraoclusión horizontal y vertical
- escala milimétrica de 25 mm




**Aprieta-ligadura
LM 414-415**



**Aprieta-ligadura - Scaler U15
LM 414-150**




**Aplicador de ligaduras plásticas
LM 416-417**



**Contorneador de arcos de alambre
LM 412-413 XSi**

- disponible sólo con el mango LM-ErgoMax (XSi)



Contornear la punta de un arco de alambre puede ser difícil debido al espacio de trabajo limitado y a la rigidez del alambre. El contorneador de arcos de alambre de doble punta de LM facilita el proceso. Sus extremos planos tienen agujeros de 1 mm en los que se puede colocar y doblar fácilmente el alambre. La hoja es larga y cabe bien incluso en los espacios más reducidos.